

ot medical®


Innovative Präzision
Made in Germany

OT-F² SCHRAUBIMPLANTAT

Starker Begleiter im implantologischen Alltag









- SELBSTSCHNEIDENDES MAKROGEWINDE
  für sichere Insertion und definierte Primärstabilität
  in Verbindung mit einem optimierten Bohrerdesign

- KRESTALES MIKROGEWINDE
  für ideale Kräfteverteilung, gesteigertes Knochen-
  wachstum und mehr Vitalität

- NANOPLAST® PLUS-OBERFLÄCHE
  (HA-gestrahlt und doppelt säurebehandelt)
  sorgt für optimale Osteokonduktivität

- EINFACHES & ZEITEFFIZIENTES BOHRKONZEPT
  durch längenkongruente Bohrer mit wahlweise
  anzuwendenden Bohrstopps

OT-F²-Implantate

● Ø 3.4 / ● Ø 3.8 / ● Ø 4.1 / ● Ø 5.0

Längen 8 / 10 / 12 / 14 / 16

Das intuitive und selbsterklärende OT-F² Bohrprotokoll in der Praxis (OP-Video)




OT-F² BSE-Oberflächenaufnahmen
Quelle: Dr. Dirk Duddeck | dedeMED


OT-F² UND OT-F³

Identische Innenverbindung "FourByFour®"









- PROTHETISCHE KOMPATIBILITÄT
  aufgrund identischer Innenverbindung
  der OT-F²- und OT-F³-Implantate

- PLATFORM-SWITCHING
  bessere Ästhetik durch kräftiges Weichgewebe
  und langfristigen Erhalt krestalen Knochens

- KONISCHES EINTRITTSPROFIL
  gewährleistet sichere und dichte
  Implantat-Abutment-Verbindung

- HOCHPRÄZISE ROTATIONSSICHERUNG
  für einfache, stabile Positionierung
  der prothetischen Komponenten

CAD/CAM Lösungen:


Digitale Zahntechnik
mit höchster Präzision





OT-F³ ULTRAKURZ-IMPLANTAT

Schonende Alternative für verlässliche Ergebnisse





- KURZES, KONISCHES PRESS-FIT-IMPLANTAT
  zur Insertion bei geringem vertikalen Knochenangebot
- GESINTERTE, PORÖSE OBERFLÄCHE
  ermöglicht knöchernes Einwachsen in
  die gesamte dreidimensionale Struktur
- EINZIGARTIGE OBERFLÄCHENTOPOGRAPHIE
  erlaubt Kronen-Wurzel-Verhältnis von 2:1
  und Einzelzahnversorgung
- KOMPAKTE, ÜBERSICHTLICHE CHIRURGIEKASSETTE
  für schneidende Bohrer, komprimierende Osteotome
  und schneidende Osteotome für internen Sinuslift

Kurze OT-F³-Implantate


● Ø 3.8 / ● Ø 4.1 / ● Ø 5.0




4.1 x 5 | 5.0 x 5 | 3.8 x 7 | 4.1 x 7 | 5.0 x 7 | 3.8 x 9 | 4.1 x 9 | 5.0 x 9

OT-F[1] SCHRAUBIMPLANTAT

Bewährtes System mit Langzeit-Erfolg










- SELBSTSCHNEIDENDES, ZYLINDRISCHES SCHRAUBIMPLANTAT
  zur Insertion auf Knochenniveau
- HOHE PRIMÄRSTABILITÄT
  durch Kompressionsgewinde auf sich nach apikal
  konisch verjüngendem Implantatkörper
- ZWEI IMPLANTATOBERFLÄCHEN
  TPS- und NanoPlast®-Oberfläche gewährleisten
  sichere Osseointegration
- TIEFE, INTERNE HEXVERBINDUNG
  für einfache, sichere und stabile Fixierung der Abutments




OT-F[1] BSE-Oberflächenaufnahmen
Quelle: Dr. Dirk Duddeck | dedeMED

Innovative Präzision

Made in Germany

BioVin®/OToss
BIOMATERIALIEN

BioVin® *Bovine Bone*
Bovine Bone Substitute



Die Zusammensetzung von BioVin® *Bovine Bone* steht für hohe Volumenstabilität, garantiert außergewöhnliche biomechanische Eigenschaften und fördert den osteogenen Prozess für eine optimale und schnelle Osseointegration.

OToss *Synthetic Bone*
Synthetic Resorbable Biphasic Calcium Phosphate



Das synthetische Knochenersatzmaterial aus Hydroxylapatit und ß-TCP gewährleistet einen kontrollierten Prozess der Keramikresorption und Knochensubstitution. Nicht Allergen, nicht Infektionsübertragend (prionenfrei) und unbedenklich bezüglich ethischer oder religiöser Aspekte.

BioVin® *Collagen Membrane*
Resorbable cross-linked Collagen Membrane



Die resorbierbare, quervernetzte Kollagenmembran bietet eine kontrollierte Geweberegeneration bei periodontalen Defekten, gewährt zuverlässigen Schutz vor einer Beeinträchtigung des knöchernen Regenerationsprozesses und unterstützt durch ihre natürliche Struktur den Heilungsprozess des Weichgewebes.

INNOVATIVE PRÄZISION – MADE IN GERMANY

OT medical bietet mit qualitativ hochwertigen Implantatsystemen „Made in Germany“ sowie einem exzellenten Serviceangebot und maßgeschneiderter Beratung ein umfassendes Implantologiekonzept, das Anwendern und Patienten Sicherheit und Verlässlichkeit garantiert.

Als weltweiter Anbieter von Zahnimplantaten fühlen wir uns dem steten Fortschritt in der Medizin und den Patienten verpflichtet und arbeiten fortlaufend mit Anwendern aus der Praxis und internationalen Kliniken an der Weiterentwicklung innovativer Lösungen für die dentale Implantologie. Kompromisslose Qualitätskontrollen sowie modernste Herstellungsverfahren sind dabei selbstverständlich.



OT medical GmbH, Am Tabakquartier 62, 28197 Bremen, Tel. 0421 557161-0, Fax 0421 557161-95, info@ot-medical.de, www.ot-medical.de

09-700140000 • 02-2019/11

19-005